



Certest

Brukervennlige hurtigtester for diagnostisering av sykdommer knyttet til mage-tarm-kanalen

Sykdommer knyttet til mage-tarm-kanalen er ofte vanskelige å diagnostisere og å skille fra hverandre. Certest har et bredt utvalg av kvalitative immunokromatografiske hurtigtester til støtte for diagnostisering av slike sykdommer. Certest-hurtigtestene tas i fecesprøver – en behagelig, ikke-invasiv metode for undersøkelse av gastrointestinale problemer. Certest-testene egner seg godt for screening.


Certest

Fordeler ved å benytte Certest-hurtigtest som diagnostisk verktøy:

- Pasientvennlig – ikke-invasiv test, ingen diettrestriksjoner
- pålitelig – høy sensitivitet og spesifisitet
- brukervennlig – enkel og hygienisk testprosedyre
- raskt resultat – klart på 10 minutter

Testprosedyre:

Overfør en fecesprøve til et prøvetakingsrør. Overfør angitt antall dråper fra prøvetakingsrøret til testvinduet. Les av resultatet etter 10 minutter.



FOB

Certest FOB (fekalt okkult blod)-hurtigtesten er utviklet for påvisning av hemoglobin i fecesprøver. Hemoglobin i feces kan være en indikasjon på polypper eller tykktarmskreft. Tidlig påvisning av blod i feces bedrer pasientens prognose.

Produkt	Kat.nr
Certest FOB Card, 20 tester	F820001F
Certest FOB Card+positive control, 20 tester	F820001FC
Certest FOB 50+200 Card, 20 tester	FB882001F

Kalprotectin

Kalprotectin er en betennelsesmarkør som kan påvises i feces ved diagnostisering av IBD (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt). Certest Calprotectin-testene hjelper med å skille mellom IBD og IBS (irritabel tarm-syndrom). Symptomene ved disse to sykdommene ligner hverandre, men ved IBD øker kalprotectinnivået. Kalprotectin er stabilt i feces i opptil 7 dager, og er derfor en god markør for diagnostisering av gastrointestinale sykdommer.

Produkt	Kat.nr
Certest Calprotectin Card, 20 tester	CP820001F
Certest Calprotectin Card+positive control, 20 tester	CP820001FC
Certest Calprotectin 200 Card+positive control, 20 tester	CT820001FC
Certest Calprotectin 200 Card, 20 tester	CT820001F
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card+positive control, 20 tester	CC882001FC
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 tester	CC882001F

Kalprotectin-Laktoferrin

Certest Calprotectin-Laktoferrin-kombinasjonstesten er et hjelpemiddel for å skaffe mer informasjon om status for mage-tarm-kanalen. IBD kan skilles fra IBS. Testen kan også brukes til å registrere aktivitetnivået og tilbakefall for IBD.

Produkt	Kat.nr
Certest Calprotectin-Laktoferrin Combo Card, 20 tester	CL882001F
Certest Calprotectin-Laktoferrin Combo Card +positive control, 20 tester	CL882001FC

FOB-Transferrin

Certest FOB-Transferrin-kombinasjonskorttesten er utviklet for å påvise fekalt okkult blod og transferrin i feces. FOB er en markør for blødninger i nedre del av mage-tarm-kanalen. Transferrin er et jerntransporterende protein som er en markør for blødninger i øvre del av mage-tarm-kanalen. Transferrin forblir stabilt i lang tid i feces, slik at dette er en god markør for blødninger. CerTest FOB-Transferrin-kombinasjonskorttesten støtter diagnostikken av magesår, tolvfingertarmsår og tykktarmskreft.

Produkt	Kat.nr
Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester	FT882001F
Certest FOB-Transferrin Combo Card+positive control, 20 tester	FT882001FC
Certest FOB-Transferrin stool collection vials	FT110001F

Laktoferrin

Økt nivå av laktoferrin i feces er en indikasjon på betennelse i mage-tarm-kanalen. Konsentrasjonen av laktoferrin øker ved sykdommer som kolorektal neoplasi og IBD. IBD og IBS kan skilles fra hverandre ved hjelp av Certest Laktoferrin-korttesten. Laktoferrinnivået øker også ved betennelse forårsaket av bakterier, virus og parasitter.

Produkt	Kat.nr
Certest Laktoferrin Card, 20 tester	LT820101F
Certest Laktoferrin Card+positive control, 20 tester	LT820101FC

FOB-Transferrin-Kalprotectin-Laktoferrin

Med Certest kvadrupel kombinasjonstest er det mulig å oppnå mer informasjon om betennelse eller blødning i mage-tarm-kanalen og å skille IBD fra IBS.

Produkt	Kat.nr
Certest FOB-Transferrin-Calprotectin-Laktoferrin Quad Card, 20 tester	FC862001F



Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 tester, FT882001F