



Certest Norovirus

Hurtigtest for påvisning av norovirus i fæces

Hurtigtest for påvisning av norovirus i fæces

Pålitelig og hurtig antigen test for kvalitativ påvisning av norovirus-genogruppe I og II (GI og GII) i fæcesprøver. Certest Norovirus er en enkel og sensitiv hurtigtest for påvisning av norovirus.

Norovirus er en av de vanligste årsakene til epidemisk gastroenteritt. Symptomene på norovirus-relaterte sykdommer er de som er typiske for gastroenteritt: oppkast, tynn diaré og magekramper. Viruset overføres fra avføring som kommer i kontakt med mat og drikke, og ved kontaktsmitte.

Fordi den er...

PASIENTVENNLIG

- » Non-invasiv test
- » Innovativt prøvetakingssett egnet for transport og oppbevaring

PÅLITELIG

- » Internkontroll i hver test
- » Ekstra positiv kontroll i kitet
- » Sensitiviteten i Certest Norovirus sammenlignet med PCR er >99 % (GI) og 80 % (GII)*
- » Spesifisitet i Certest Norovirus sammenlignet med PCR er >99 % (GI og GII)*


RASK OG ENKEL Å BRUKE

- » Resultat på 10 minutter
- » Enkel og hygienisk testprosedyre




*Certest Norovirus-bruksanvisning


TESTEN ER VIRKELIG ENKEL Å BRUKE!



Klargjør



Ta prøven



Les av resultatet

Du finner mer detaljert informasjon i bruksanvisningen.

Produkt	Kat. nr.
Certest Noro GI+GII single card + positive control	151535
Certest Noro GI+GII combo card + positive control	151536



Orion Diagnostica har mer enn 40 års erfaring med utvikling, fremstilling og markedsføring av diagnostiske testsystem for helsepersonell. Building well-being er kjernen i vårt oppdrag.

QuikRead go® er et registrert varemerke som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Norge
Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo
Tel. 66 78 56 30
www.oriondiagnostica.no

8083-01NO, 11/2017